

Shine reNEW™ Instrument Wipes

Shine reNEW Instrument Wipes clean, polish and protect instruments. Easily removes rust, stains, water deposits and tarnish while polishing dull, discolored metal to keep instruments looking like new.

Safe for use on:

- Stainless Steel • Copper • Brass • Anodized Aluminum

DIRECTIONS FOR USE

Open lid, squeeze the canister and pull lid directly up to remove entire lid from canister. Peel off seal and discard. Locate wipe at the center of the roll, twist to a point and thread through small opening in lid. Replace lid and pull wipe through. Always snap lid securely shut between uses to prevent moisture loss. To remove stains, wearing gloves rub effected area with cloth until stain is no longer visible. For heavily stained spots, rub area with greater pressure. After use, wash and sterilize instrument as per normal instrument processing.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

MSDS Available upon request or at Hu-Friedy.com

SDS Available upon request or at Hu-Friedy.eu

Store in cool, dry place.

For professional use only.



Xi-Irritant

R36: Irritating to eyes.

S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

Eye irritant. Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and safety glasses with side shields. Keep out of reach of children. EYE: Immediately flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing for 20 minutes. Obtain medical attention immediately. SKIN: Brush away excess of dry material. Immediately flush with cool water for 15 minutes. Obtain medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing well before reuse or discard. INHALATION: If symptoms develop move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention. INGESTION: Do not induce vomiting. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Obtain medical attention.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

Shine reNEW™ Instrument Wipes

Les lingettes Shine reNEW Instrument nettoient, polissent et protègent les instruments. Enlève facilement la rouille, les taches, les dépôts et ternissure d'eau tout en polissant la surface terne et décolorée du métal pour garder l'apparence neuve des instruments. Convient pour être utilisée sur : de l'acier inoxydable, du cuivre, du laiton, de l'aluminium anodisé.

MODE D'EMPLOI Ouvrir le couvercle, presser la boîte puis tirer le couvercle directement vers le haut pour l'ôter complètement de la boîte. Enlever et jeter le cachet. Placer la lingette au centre du rouleau, tordre jusqu'à un certain point puis faire passer à travers le petit orifice sur le couvercle. Remettre le couvercle en place et tirer la lingette. Toujours bien fermer le couvercle avec un bruit sec entre l'usage pour éviter la perte d'humidité. Pour enlever les taches, mettre des gants et frotter les surfaces affectées avec la lingette jusqu'à ce que la tache ne soit plus visible. Pour les points fortement tachés, frotter la surface avec beaucoup plus de pression. Après usage, laver et stériliser l'instrument suivant la procédure de stérilisation d'instrument normale.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. La FDSM peut être obtenue sur simple demande ou au Hu-Friedy.com La FDS peut être obtenue sur simple demande ou au Hu-Friedy.eu.

A conserver au frais et au sec.
Usage professionnel uniquement.



Xi-Irritant

R36: Irritant pour les yeux. **S26:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et demander une assistance médicale.

=====
Irritant pour les yeux. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales. Tenir hors de la portée des enfants. YEUX: Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 20 minutes. Obtenir immédiatement de l'attention médicale. PEAU: Éliminer le plus possible de poudre. Rincer immédiatement à grande eau froide pendant 15 minutes. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste. Laver bien les vêtements contaminés avant de les réutiliser ou les jeter. INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. INGESTION: Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. Appeler un médecin.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT Hu-Friedy Mfg. Co., LLC